

# Conceive Plus

Individual applicators of vaginal lubricant formulated for use when you are trying to conceive.

## Conceive Plus™

- ✓ Safe for Sperm & Embryo development
- ✓ Electrolyte Balanced
- ✓ Contains Calcium & Magnesium Ions
- ✓ Supports Fertility Naturally

**Directions:** Remove one Conceive Plus™ individual applicator from the box, hold applicator narrow end facing upwards, completely twist off the end tab and discard. Gently insert the narrow end of the applicator deep into the vagina and squeeze the bulb end of the applicator 2-3 times to deposit Conceive Plus™ into the vaginal cavity. Remove the applicator while continuing to squeeze the bulb end and discard the used applicator. Do not re-use.

Apply 10 to 15 minutes prior to sexual activity to allow moisture to disperse throughout the vagina.

## Cautions

- Not a contraceptive, Conceive Plus™ does not kill sperm or interfere with sperm function.
- If irritation occurs, discontinue use.
- Keep out of reach of children
- Store between 2°C - 30°C
- Single use only, not safe for multiple use.
- Do not use if the tamper evident tab is broken or missing.

**Ingredients:** Water, Hypromellose, Sodium Chloride, Methylparaben, Glycerol, Sodium Phosphate, Potassium Chloride, Sodium dihydrogen Phosphate, Magnesium Chloride, Calcium Chloride.

**Further information** www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com  
Tel +3228808220 Manufactured by SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Brussels Belgium. This product is not a medicine.

## (FRANÇAIS)

Applicateurs individuels de lubrifiant vaginal, formulé pour les couples souhaitant concevoir.

## Conceive Plus™

- ✓ Sans danger pour les spermatozoïdes et le développement de l'embryon
- ✓ pH et taux d'électrolytes équilibrés
- ✓ Contient des ions calcium et magnésium
- ✓ Pour une meilleure fertilité, naturellement

**Mode d'emploi:** Sortir un applicateur individuel Conceive Plus™ de la boîte, le tenir avec l'extrémité la plus fine vers le haut, retirer le film protecteur et le jeter. Insérer délicatement l'extrémité fine de l'applicateur jusqu'au fond du vagin et appuyer sur le tube 2 ou 3 fois afin de déposer Conceive Plus™ dans la cavité vaginale. Retirer l'applicateur tout en continuant d'appuyer sur le tube et jeter l'applicateur usagé. Ne pas réutiliser.

Appliquer 10 à 15 minutes avant le rapport sexuel pour permettre au produit de s'étendre à l'ensemble du vagin.

## Mises en garde

- Conceive Plus™ n'est pas un contraceptif, il ne détruit pas les spermatozoïdes et n'altère pas leur fonctionnement.
- En cas d'irritation, cesser l'utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants
- Conserver entre 2°C et 30°C
- Usage unique, réutilisation déconseillée
- Ne pas utiliser si le film protecteur est endommagé ou manquant

**Composition:** Eau, hypromellose, chlorure de sodium, méthylparabène, glycérol, phosphate de sodium, chlorure de potassium, phosphate de sodium dihydrogène, chlorure de magnésium, chlorure de calcium.

**Pour plus d'informations** www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com  
Tel +3228808220 Fabriqué par SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Bruxelles Belgique. Ce produit n'est pas un médicament.

## (NEDERLANDS)

Losverpakte applicators met een vaginaal glijmiddel dat speciaal is samengesteld voor vrouwen die zwanger willen worden.

## Conceive Plus™

- ✓ Veilig voor sperma en embryo's
- ✓ Lichaamsvriendelijke pH- en elektrolytbalans
- ✓ Bevat calcium- en magnesiumionen
- ✓ Bevordert de vruchtbaarheid op natuurlijke wijze

**Gebruiksaanwijzing:** Haal één losverpakte Conceive Plus™ applicator uit de doos en houd de applicator vast met het pipet naar boven. Draai de afsluiting van de applicator en gooi deze weg. Breng het pipet van de applicator voorzichtig diep in de vagina in en knijp het pipetbehalvetje 2 à 3 keer in om de Conceive Plus™ in de schede aan te brengen. Blijf het balnetje inknijpen terwijl u de applicator verwijderd en gooi de gebruikte applicator weg. Gebruik de applicators niet opnieuw. Breng het glijmiddel 10 à 15 minuten voorafgaand aan geslachtsgemeenschap aan zodat het middel zich door de gehele vagina kan verspreiden.

## Voorzorgsmaatregelen

- Conceive Plus™ is geen voorbehoedsmiddel, doodt sperma niet en is niet van invloed op de beweeglijkheid of levensvatbaarheid van sperma
- Staak het gebruik in geval van irritatie
- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Opslagtemperatuur: 2 °C - 30 °C
- Uitsluitend voor eenmalig gebruik, niet geschikt voor meermalig gebruik
- Gebruik de applicators niet als de afsluiting is beschadigd of afgebroken

**Ingrediënten:** Water, hydroxypropylmethylcellulose, natriumchloride, methylparabene, glycerol, natriumfosfaat, kaliumchloride, dinatriumfosfaat, magnesiumchloride, calciumchloride.

**Meer informatie** www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com  
Tel +3228808220 Geproduceerd door SASMAR Sprl, Verenigingsstraat 40-42 B-1000, Brussel, België. Dit product is geen geneesmiddel.

## (ČESKÝ)

**Samostatné aplikátory vaginálneho lubrikantu, jehož složení napomáhá početí.**

## Conceive Plus™

- ✓ Neškodný pro spermie a vývoj plodu
- ✓ Využívání pH a elektrolytu
- ✓ Obsahuje ionty vápníku a hořčíku
- ✓ Přirozené podporuje plodnost

**Pokyny:** Vyjmete samostatný aplikátor Conceive Plus™ z krabičky, držte aplikátor úzkým koncem nahoru, odšroubujte koncovku a zlikvidujte ji. Opatrně vsuňte úzký konec aplikátoru hluboko do pochvy a 2 až 3krát zkrátíte balónek na konci. Dojďte tak k uvolnění přípravku Conceive Plus™ do poševní dutiny. Při vyjímání aplikátoru stále tiskněte balónek na konci. Použitý aplikátor zlikvidujte. Použitý aplikátor znovu nepoužívejte. Používejte 10 až 15 minut před sexuálním stykem, aby se přípravek mohl rozptýlit v pochvě.

## Upozornění

- Není o antikoncepci přípravek, lubrikant Conceive Plus™ nezabíjí spermie ani neovlivňuje jejich funkci.
- V případě podráždění přesterte používání.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Skladujte při teplotě od 2 °C do 30 °C.
- Pouze na jedno použití, vícenásobné používání není bezpečné.
- V případě viditelného poškození koncovky nebo v případě, že koncovka chybí, aplikátor nepoužívejte.

**Složení:** Voda, hypromelosa, chlorid sodný, methylparaben, glycerin, fosforečnan sodný, chlorid draselný, dihydrogenfosforečnan sodný, chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý.

**Další informace** www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com  
Tel.: +3228808220 Vyrobeno společností SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Brusel, Belgique.

Tento produkt není lék.

## (SLOVENSKÝ)

**Individuálne aplikátory vaginálneho lubrikantu vyrobeného na použitie pri plánovanom otehotnení**

## Conceive Plus™

- ✓ Bezpečné pre spermie a vývin embrya
- ✓ Využívané pH a elektrolyty
- ✓ Obsahuje molekuly vápníka a horčíka
- ✓ Prírodné podporuje plodnosť

## Návod na použitie:

Zo skatule vyberte jeden individuálny aplikátor Conceive Plus™, podržte aplikátor za užší koniec smerom nahor, úplne odšrúpte koncový prúžok a zahodte ho. Jemne vsaďte užší koniec aplikátora hlboko do vagíny a 2 až 3-krát zatkajte koniec hľavičky aplikátora, aby ste naniesli Conceive Plus™ do vaginálneho priestoru. Vyberte aplikátor, zatiaľ čo nepretížate stláčacie koniec hľavičky. Použitý aplikátor zahodte. Opätovne nepoužívajte. Použite 10 až 15 minút pred sexuálnou aktivitou, aby ste umožnili vyprchanie vlhkosti cez vagínu.

## Výstrahy

- Nie je antikoncepcia, Conceive Plus™ nezabíja spermie alebo nenaruša funkciu spermií.
- Ak sa vyskytne podráždenie, prerušte používanie.
- Uchovajte z dosahu detí
- Skladujte pri teplotách 2 °C až 30 °C
- Len na jedno použitie, nie je bezpečné pre viaceré použitia
- Nepoužívajte, ak je pretrhnutý ochranný prúžok alebo chýba.

**Prísady:** Voda, hydroxypropylcelulóza, chlorid sodný, metylparabén, glycerín, fosforečnan sodný, chlorid draselný, dihydrofosforečnan sodný, chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý.

**Dalšie informácie** www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com  
Tel. +3228808220 Vyrába spoločnosť SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Brusel, Belgique. Tento produkt nie je liečivo.

## (DEUTSCH)

**Einzelne Applikatoren mit Vaginal-Gleitmittel zur Verwendung bei Empfängniswunsch.**

## Conceive Plus™

- ✓ Birgt keinerlei Risiken für Spermien und die Entwicklung des Embryos
- ✓ Ausgeglichener pH- und Elektrolyt-Wert
- ✓ Enthält Calcium- und Magnesiumionen
- ✓ Fördert die natürliche Fruchtbarkeit

## Gebrauchsanweisung:

Entnehmen Sie einen einzelnen Conceive Plus™-Applikator aus der Verpackung. Halten Sie den Applikator mit dem schmalen Ende nach oben, entfernen Sie die Sicherheitsversiegelung durch eine Drehbewegung und werfen Sie sie weg. Führen Sie das schmale Ende des Applikators vorsichtig in die Scheide ein und drücken Sie das kolbenförmige Ende des Applikators zweimal dreimal zusammen, damit Conceive Plus™ in die Scheide gelangt. Halten Sie das kolbenförmige Ende gedrückt, während Sie den Applikator aus der Scheide ziehen. Werfen Sie den gebrauchten Applikator anschließend weg. Verwenden Sie ihn nicht erneut. Führen Sie diesen Vorgang 10 bis 15 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr aus, sodass ausreichend Zeit zur Verteilung der Feuchtigkeit in der Vagina vorhanden ist.

## Cautions

- Bei Conceive Plus™ handelt es sich nicht um ein Verhütungsmittel. Spermien werden weder abgetötet noch in ihrer Funktion beeinträchtigt.
- Brechen Sie die Anwendung beim Auftreten von Irritationen ab.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Kindern auf.
- Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 2°C und 30°C.
- Das Produkt ist ausschließlich für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Sicherheitsversiegelung beschädigt ist oder fehlt.

**Inhaltsstoffe:** Wasser, Hypromellose, Natriumchlorid, 4-Hydroxybenzoesäuremethyl-ester, Glycerol, Natriumphosphat, Kaliumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid

**Weitere Informationen** www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com  
Tel +3228808220 Hergestellt von SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Brüssel, Belgien. Dieses Produkt ist kein Arzneimittel.

(РУССКИЙ)

Вагинальная смазка, способствующая наступлению беременности, в индивидуальных упаковках с аппликатор

Conceive Plus™

- ✓ Безвредна для спермы и развития эмбриона
✓ Оптимальный pH и водно-солевой баланс
✓ Содержит ионы кальция и магния
✓ Способствует естественному повышению фертильности

Инструкция: Извлеките один аппликатор Conceive Plus™ из коробки, держите аппликатор узким концом вверх, полностью открывте наконечник и выжмите его. Аккуратно вставьте узкий конец аппликатора глубоко во влагалище и выдавите содержимое трубки, 2-3 раза надавив на аппликатор так, чтобы смазка Conceive Plus™ попала во влагалище. Выньте аппликатор, продолжая выдавливать содержимое трубки. Использованный аппликатор следует выкинуть. Повторное применение запрещено.

Особые указания

- Средство не является контрацептивом. Conceive Plus™ не убивает сперматозоиды и не влияет на действие спермы.
- В случае возникновения раздражения прекратить применение.
- Хранить вдали от детей.
- Хранить при температуре 2°С - 30°С.
- Только однократное применение, многократное использование может быть опасным для здоровья.
- Не использовать, если наконечник сломан или отсутствует.

Состав: Вода, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрий хлорид, метилпарабен, глицерин, натрия фосфат, калий хлорид, натрия дигидрофосфат, хлорид магния, хлорид кальция.

Дополнительная информация

www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com Tel +3228808220
Производитель: SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Brussels Belgium (Бельгия, Брюссель). Данный продукт не является медицинским препаратом.

(Ελληνικά)

Απικατέρ μίας χρήσης για λιπαντικό κόλπου, ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες σε περίοδο σύλληψης.

Conceive Plus™

- ✓ Ασφαλές για το σπέρμα και την ανάπτυξη του εμβρύου
✓ Με ισορροπημένο pH και ηλεκτρολύτες
✓ Περιέχει ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου
✓ Υποστηρίζει φυσικά τη γονιμότητα

Οδηγίες χρήσης: Αφαιρέστε ένα απικατέρ μίας χρήσης Conceive Plus™ από τη συσκευασία και κρατήστε το με το στενό άκρο προς τα πάνω. Προωθήστετε πλήρως το προστατευτικό κάλυμμα και αφαιρέστε το. Εισαγάγετε απαλά στον κόλπο το στενό άκρο του απικατέρ και πιέστε 2-3 φορές το άκρο με το βολβό, για να μεταφερθεί το Conceive Plus™ στην κόλπη καλύτερα. Πιέστε το άκρο με το βολβό, αφαιρέστε το απικατέρ και απορρίψτε το. Προοριζτείται για μία μόνο χρήση. Χρησιμοποιήστε το 10 με 15 λεπτά πριν από τη σεξουαλική πράξη, για να υγρανθεί ο κόλπος.

Προφυλάξεις

- Καθώς το Conceive Plus™ δεν είναι αντιανθελθιακό, δεν προσταίνει το σπέρμα και δεν εμποδίζει τη δράση του.
- Αν νόσσετε ενοχλήσεις, διακόψτε τη χρήση.
- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασίες 2°С - 30°С.
- Προοριζεται μόνο για μία χρήση. Δεν είναι ασφαλές για πολλαπλές χρήσεις.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν το προστατευτικό κάλυμμα λείπει ή είναι σπασμένο.

Συστατικά: Νερό, υδρομελλόζη, γλυκερίνη, υδροξιογό κίτλιο, μεθλοπαρabenό, γλυκερίνη, φοσφορικό νάτριο, γλυκερίνη κίτλιο, διοξείδιο φοσφορικό νάτριο, γλυκερίνη μαγνησίου, γλυκερίνη ασβεστίου.

Περισσότερες πληροφορίες

www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com
Τηλ. +3228808220 Κατασκευαστής από τη SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Το προϊόν δεν αποτελεί φαρμακευτικό σκεύασμα.

(ITALIANO)

Applicatori monodose di lubrificante vaginale per agevolare il concepimento.

Conceive Plus™

- ✓ Sicuro per lo sperma e l'embrione
✓ Valore equilibrato di pH ed elettroliti
✓ Contiene calcio e ioni di magnesio
✓ Agevola la fertilità in modo naturale

Istruzioni per l'uso: Estrarre l'applicatore individuale Conceive Plus™ dalla confezione, involvere l'estremità più stretta verso l'alto, rimuovere completamente la linguetta protettiva e gettarla. Introdurre delicatamente l'estremità più stretta dell'applicatore in profondità nella vagina ed esercitare per 2 o 3 volte una leggera pressione sull'estremità sfERICA per depositare Conceive Plus™ nella cavità vaginale. Continuando a esercitare pressione sull'estremità sfERICA, estrarre l'applicatore e gettarlo. Non riutilizzare. Applicare 10-15 minuti prima del rapporto sessuale per consentire l'idratazione della vagina.

Avvertenze

- Conceive Plus™ non è un prodotto anticoncezionale, non ha proprietà spermicida e non altera la normale attività dello sperma.
- Interrompere l'uso in caso di irritazione.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare a una temperatura compresa fra 2 e 30 °C.
- Prodotto monouso, non sicuro per il riutilizzo.
- Non utilizzare se la linguetta protettiva è rotta o assente.

Ingredienti: Acqua, metilcellulosa idrossipropilica, cloruro di sodio, metilparabene, glicerina, fosfato di sodio, cloruro di potassio, bifosfato di sodio, cloruro di magnesio, cloruro di calcio.

Ulteriori informazioni www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com
Tel +3228808220 Prodotto da SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Bruxelles Belgium. Il prodotto non è un medicinale.

(ESPAÑOL)

Aplicadores individuales de lubricante vaginal formulados para mujeres que intentan concebir.

Conceive Plus™

- ✓ Seguro para el espermio y el desarrollo del embrión
✓ pH y electrolitos equilibrados
✓ Contiene iones de calcio y magnesio
✓ Favorece la fertilidad de manera natural

Instrucciones: Extraiga un aplicador individual Conceive Plus™ de la caja, sujételo de forma que el extremo más estrecho del aplicador se sitúe hacia arriba, retireza completamente la pestaña del extremo para retirarla y deséchalala. Introduzca con delicadeza el extremo más estrecho del aplicador en la vagina y apriete la pera del aplicador 2 ó 3 veces para depositar Conceive Plus™ en la cavidad vaginal. Retire el aplicador sin dejar de apretar el extremo en forma de pera; deséchelo el aplicador usado. No reutilizar. Aplicar entre 10 y 15 minutos antes de mantener relaciones sexuales para permitir que el lubricante se extienda por la vagina.

Precauciones

- Conceive Plus™ no es un anticonceptivo, no mata el espermio o interfiere con sus funciones.
- En caso de irritación, interrumpa su uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Temperatura de almacenamiento: entre 2 y 30 °C
- Uso único; el uso múltiple no es seguro.
- No utilizar si falta la pestaña del cierre o se encuentra dañada.

Ingredientes: Agua, hipromelosa, cloruro de sodio, metilparabeno, glicerol, fosfato de sodio, cloruro de potasio, fosfato dihidrogenado de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio.

Más información www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com
Tel +3228808220 Fabricado por SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Bruselas, Bélgica. Este producto no es un medicamento.

(PORTUGUÊS)

Aplicadores individuais de lubrificante vaginal formulado para uso durante a tentativa de concepção.

Conceive Plus™

- ✓ Seguro para o desenvolvimento de espermias e embriões
✓ pH e eletrólitos balanceados
✓ Contém íons de magnésio e cálcio
✓ Ajuda na fertilização de forma natural

Modo de usar: Remova o aplicador individual Conceive Plus™ da caixa, segure-o com a parte inferior voltada para cima, gire completamente a tampa, remova e descarte-a. Introduza, com cuidado, a parte inferior do aplicador totalmente na vagina e comprima a válvula do aplicador 2 a 3 vezes para depositar o Conceive Plus™ na cavidade vaginal. Remova o aplicador enquanto continua comprimindo a válvula e, em seguida, descarte o aplicador usado. Não reutilizar. Aplique 10 a 15 minutos antes da relação sexual para permitir que o creme se espalhe por toda a vagina.

Precauções

- Não é um método contraceptivo, o Conceive Plus™ não mata as espermias nem interfere na função do espermia.
- Caso ocorra irritação, interrompa o uso.
- Mantenha fora do alcance de crianças
- Mantenha entre 2° C a 30° C
- A aplicação é única; não é seguro utilizá-lo várias vezes.
- Não utilize se não houver uma tampa evidente ou se essa estiver quebrada.

Composição: Água, hipromelosa, cloreto de sódio, metilparabeno, glicerol, fosfato de sódio, cloreto de potássio, fosfato dihidrogenado de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio.

Mais informações www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com
Tel +3228808220 Fabricado pela SASMAR Sprl, 40-42 rue de l'Association B-1000, Bruxelles, Bélgica. Este produto não é um medicamento.

(فارسی)

یاف داروخانه‌ای، همگام با سبب‌های باروری، برای استفاده در دوران بارداری

Conceive Plus™

- ✓ بدون آسیب به اسپرم و رشد جنین
✓ pH و الکترولیت‌های متعادل
✓ حاوی یون کلسیم و منگنز
✓ به طور طبیعی به باروری کمک می‌کند

روش استفاده: از بسته‌بندی، یک اپلیکاتور Conceive Plus™ را خارج کنید و آن را به گونه‌ای بگیرید که قسمت باریک آن رو به بالا باشد، کاملاً از قسمت باریک آن، نوار محافظ را بردارید و دور بیندازید. با احتیاط، قسمت باریک اپلیکاتور را در واژنه قرار دهید و 2 تا 3 بار با فشردن دکمه اپلیکاتور، Conceive Plus™ را در حفره واژنه قرار دهید. اپلیکاتور را بدون رها کردن قسمت باریک آن، خارج کنید و دور بیندازید. اپلیکاتور استفاده شده را دوباره استفاده نکنید. برای استفاده، 10 تا 15 دقیقه قبل از رابطه جنسی، از اپلیکاتور استفاده کنید تا اجازه دهد لایه واژنه را مرطوب کند.

توجه: Conceive Plus™ یک روش پیشگیری از بارداری نیست و اسپرم را نمی‌کشد و با اسپرم تداخل ندارد. در صورت بروز تحریک، از استفاده خودداری کنید. از دسترس کودکان دور نگه دارید. در دمای 2 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری کنید. فقط یک بار استفاده کنید. اگر نوار محافظ شکسته یا گم شده باشد، از استفاده خودداری کنید.

مواد تشکیل دهنده: آب، هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز، کلرید سدیم، متیل پارابن، گلیسرین، فسفات سدیم، کلرید پتاسیم، فسفات دی‌هیدروژن سدیم، کلرید منگنز، کلرید کلسیم.

اطلاعات بیشتر: www.conceiveplus.com helpdesk@sasmar.com
تلفن: +3228808220 تولیدکننده: SASMAR Sprl، 40-42 rue de l'Association B-1000، بروکسل، بلژیک. این محصول یک دارو نیست.